



### **Kryteria przyjęcia próbek artykułów żywnościowych (mleko, mięso, jaja) do analizy w Laboratorium Biologiczno-Chemicznym:**

1. Próbki przyjmowane są tylko i wyłącznie po dostarczeniu zlecenia, w którym należy jasno sprecyzować jakie analizy mają zostać wykonane.
  2. Próbka powinna być oznakowana zgodnie z danymi zamieszczonymi w zleceniu.
  3. Próbka powinna zawierać podstawowe informacje, które należy umieścić na opakowaniu/pojemniku, w którym Zleceniodawca przekazuje próbę:
    - data pobrania próby,
    - godzina pobrania próby (mleko)\*,
    - wielkość próby,
    - próba pobrana urzędowo/próba właścicielska
- \* mleko surowe – 2-6°C powinno być dostarczone do Laboratorium w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od momentu pobrania próby*
4. Próbki powinny zostać dostarczone do laboratorium (p. 33 lub p. 32) w stanie nienaruszonym, bez wtórnych zanieczyszczeń, a co najważniejsze w odpowiedniej temperaturze zgodnej z normami dla danego produktu.
  5. Każda próbka powinna być zamknięta w szczelnym opakowaniu – dokładnie opisanym, jeśli wielkość opakowania nie pozwala na zamieszczenie informacji o których mowa powyżej należy je dołączyć do próby.
  6. Opakowania w których dostarcza się próbki należy opisywać markerem.
  7. Minimalna wielkość próbki laboratoryjnej 500 ml (0,5 l), 500 g (0,5 kg) [EN ISO 6497:2005]
  8. Próbki dostarczone do Laboratorium powinny posiadać swoisty zapach, odpowiednią barwę, konsystencję oczywiście w zależności od pochodzenia próby.
  9. **Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek do jednostki.**
  10. Po dostarczeniu próbki do Laboratorium za jej prawidłowe przechowywanie do momentu rozpoczęcia badań odpowiadają pracownicy Laboratorium.
  11. W przypadku niezastosowania się do ww. kryteriów pracownicy Laboratorium mogą odmówić przyjęcia próbki do badań.



12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z pracownikami Laboratorium: **52 374 97 04** lub **97 59** lub **97 24** tudzież wysłać zapytanie drogą mailową: **labwydz@utp.edu.pl**